

Fiche Labo

Ouchterlony : Identification du pollen et du Fentanyl

Protocole de préparation à faire en amont par le labo

En nombre correspondant au nombre de groupe :

- Préparation de boîtes Ouchterlony
- Eppendorfs contenant des pollens (ipomée et un autre qui ne sera pas dans les jardins des 4 suspects)

Matériel du professeur

Matériels par paillasse (binôme ou trinôme)

1 boîte ouchterlony avec un emporte-pièce (modèle à 3 puits latéral plus un central)

- Eppendorf 1 : cup's content
- Eppendorf 2 : wine bottle's content
- Eppendorf 3 : Fentanyl (control)
- Eppendorf Puits central : Antibodies against fentanyl (doit réagir avec les tubes 2 et 3)

1 eppendorf avec des pollens à observer + microscope